

BANDEAU MURAL "COMPACTODIAG" WALL MOUNTED "COMPACTODIAG"

Réf. : DA18150



Sur un bandeau mural unique : ophtalmoscope, otoscope, abaisse-langue lumineux, thermomètre auriculaire et tensiomètre électronique à brassard.

Wall-mounted general diagnosis system, including opthalmoscope, otoscope ENT inspector, thermometer, sphygmomanometer

Caractéristiques techniques :

- Ophthalmoscope : 29 types de dioptries de -35D à +40D, 3 filtres et 7 ouvertures.
- Otoscope : grossissement max 5 x, fibre circulaire 360°, éclairage LeD, trois tailles de spéculum oreille.
- Abaisse langue à lumière LED pour examen de la gorge, chargeur automatique d'abaisse langue bois
- Thermomètre auriculaire : un seul bouton, résultat en 3 secondes, mémoire de 10 derniers résultats, éjection et détection automatiques du spéculum
- Tensiomètre électronique brassard : fonctionne à température +5 - +40 °C, pression 31-255 mm Hg, pulsation : 40-199/mn, précision +/- 3mm Hg.

Technical Specifications :

- Ophthalmoscope: 29 types of diopters from -35D to +40D, 3 Filters and 7 apertures
- Otoscope: Magnifying glass can enlarge 5X, 360° circular fiber, LED bulb lighting system, three sizes of disposable ear speculum.
- Tongue depressor combined with examination LED lamp, special locker for loading and unloading the tongue depressor
- Ear thermometer: one touch, fast and accurate result within seconds, memory capacity up to 10 results, Automatic probe cover ejection and detection
- Electronic sphygmomanometer cuff: operate temperature: +5°C- +40°C, blood pressure: 31-255mmHg, Pulse: 40-199times/min, accuracy: pressure: ± 3mmHg

OXYMÈTRE DE POULS DIGITAL AU DOIGT PULSE OXYMETER

Réf. : DA18160



• Mesure la SpO₂ et la fréquence du pouls
 Petit oxymètre, léger et facile à transporter.
 Fonctionne avec des piles et est simple d'utilisation.

• Measures SpO₂ and pulse rate
 Small oximeter, lightweight and easy to carry.
 Works with batteries and is easy to use.