

BAIN MARIE TRANSPARENT TRANSPARENT WATER BATH

- Contrôle de température réglable et de haute précision, affichage numérique avec grande luminosité. En acrylique transparent qui permet de visualiser les tubes chauffés et de mesurer les temps de coagulation.
- Précision : 0,1 °C
- *Intelligent temperature control, digital display with high brightness, high precision temperature control. All made of transparent acrylic sheet, to clearly see objects that are heated and measure coagulation time.*
- *Accuracy: 0.1 °C*



| Référence | Contenance Capacity | Consommation Consumption | Taille interne Internal Size | Poids/Weight | Puissance/Power |
|-----------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| LA18210 | 6 litres | 600W | 27x12x15 cm | 6 kg | 220V/110V ± 10%, 50/60Hz |
| LA18211 | 8 litres | 1000W | 27x21x15 cm | 7.5 kg | 220V/110V ± 10%, 50/60Hz |
| LA18212 | 20 litres | 1500W | 48x27x15 cm | 13 kg | 220V/110V ± 10%, 50/60Hz |

PIPETTE VOLUME VARIABLE VARIABLE VOLUME PIPETTE

- Les nouvelles pipettes à volume variable se caractérisent par leur robustesse, leur ergonomie et leur éjection fine.
- *The new variable volume pipettes are characterized by their robustness, ergonomics and fine ejection.*

| Référence | Volumes /Volumes |
|-----------|------------------|
| LA18220 | 0.1-2µl |
| LA18221 | 1-10µl |
| LA18222 | 2-20µl |
| LA18223 | 10-100µl |
| LA18224 | 20-200µl |
| LA18225 | 100-1000µl |
| LA18226 | 1000-5000µl |



EXISTE EN
VOLUME
FIXE

EXISTS IN
VOLUME
FIXED