

LECTEUR DE MICROPLAQUES MICROPLATE READER

Réf. : LA18100

- Méthode ELISA, système ouvert
- Grand écran LCD, avec écran tactile
- Convient pour des mesures dans des microplaques de 6 à 96 puits
- Tremblement de la plaque, vitesse et temps réglable
- Système de fibre optique à 8 canaux

- *Elisa method, reagents open system*
- *Large LCD display, with touch screen*
- *96-well plate, multiple tests in the single plate*
- *Westguard Multi-rule, automated QC alert*
- *Plate shaking, speed and time adjustable*
- *8-channel optical fiber system*



LAVEUR DE MICROPLAQUES MICROPLATE WASHER

Réf. : LA18110



- Lavage rapide par collecteur de 8 ou 12 puits
- Lave la bande et les plaques de fond des lamelles U et V.
- Petit volume résiduel, multiples voies d'aspiration
- Canaux multiples
- Détection du niveau du liquide et fonction de l'alerte
- Incubateur en option

- *Speedy washing by 8 or 12 pins manifold*
- *Washes flat, U and V-bottom strip and plates*
- *Small residual volume, multiple aspiration ways*
- *Multi-channel*
- *Liquid level detection and alert function*
- *Incubator optional*