

ANALYSEUR DE BIOCHIMIE SEMI-AUTOMATIQUE GOLD SEMI-AUTO CHEMISTRY ANALYZER GOLD

Réf. : LA18050

- Longueur d'onde de 340 nm à 800nm réglable
 - Grand écran tactile LCD
 - Courbe de réaction en temps réel affichée
 - Grande mémoire, jusqu'à 200 tests et 10000 résultats
 - Accepte la carte SD, la souris et du clavier externe
- *Grating system, wave length from 340nm to 800nm, 1nm adjustable*
 - *Large LCD touch screen*
 - *Real-time reaction curve displayed*
 - *Large memory, up to 200 tests and 10000 results*
 - *Support SD card, external mouse and keyboard*



ANALYSEUR DE BIOCHIMIE SEMI-AUTOMATIQUE DE PAILLASSE SEMI-AUTO CHEMISTRY ANALYZER

Réf. : LA18060

Caractéristiques :

- LCD monochrome, menus anglais.
- Il a deux modes de test de longueur d'onde unique et double longueur d'onde.
- Les méthodes d'essai suivantes peuvent être fournies : Méthode de point de terminaison [Endpoint]. Méthode à temps fixe [temps fixe]. Méthode cinétique [cinétique]. Double longueur d'onde [Dichromatique]. Absorbance [Absorbance]. Courbe d'étalonnage multiple [Multi-Calibration]
- Il peut effectuer l'analyse d'échantillon de sérum, de plasma, de sang total et d'urine, etc.
- Ouvert pour le réactif, et il n'y a pas de restriction spécifique.
- L'imprimante interne peut imprimer des rapports en anglais et des paramètres de programmation, etc.

Structure et composition du produit

- *Il est composé du système optique, du système de canalisation, du système de contrôle d'ordinateur et du logiciel.*

Features:

- *Monochrome LCD, English menus.*
- *It has two modes of single wavelength and double wavelength testing.*
- *The following test methods may be provided: Endpoint Method [Endpoint]. Fixed time method [fixed time]. Kinetic method [kinetics]. Double wavelength [Dichromatic]. Absorbance [Absorbance]. Multiple calibration curve [Multi-Calibration]*
- *It can perform sample analysis of serum, plasma, whole blood and urine, etc.*
- *Open for reagent, and there is no specific restriction.*
- *The internal printer can print English reports and programming settings, etc.*

Structure and composition of the product

- *It is composed of optical system, piping system, computer control system and software, etc.*

Référence	Long./Length	Larg./Width	Haut./Height
LA18060	36 cm	31.8 cm	16 cm