

CHAMBRE D'HÔPITAL HOSPITAL ROOM

Réf. : M018010

Lit électrique

- Structure et repose-jambes faits d'acier laminé à froid d'excellente qualité
- Tête et pied de lit détachables résistants à la corrosion, à l'abrasion, et anti-statique
- Cadre en aluminium moulé avec pare-chocs d'angle
- Rails latéraux rabattables.
- Sept fonctions électrique
- Position basse pour minimiser le risque de chute du patient
- Quatre moteurs et télécommande patient
- Quatre trous de perfusion, quatre crochets de drainage sous le lit
- Quatre roulettes pivotantes avec roues qui freines

Electric bed

- Structure made of premium cold rolled stainless steel
- Four sections bed
- Detachable bed head and foot, made of premium HPL, corrosion resistant, abrasion resistant, anti-ire and anti-statics
- Molding aluminum frame with corner bumper
- Aluminum alloy collapsible side rails
- Seven electric functions
- Low position to minimize the risk of patient falling down, assisting patient to stand up
- Four T-motion motors, patient remote is standard coniguration
- Four infusion holes, four drainage hooks under the bed
- Four swivel castors with braked wheels

TABLE DE CHEVET

Réf. : M018050



TABLE DE REPAS

Réf. :M018060

LIT MÉDICALISÉ

Réf. :M018011

Référence	Longueur/Length	Largeur/Width	Hauteur/Height	Capacité de charge/Charge capacity
M018011	2240 mm	980 mm	240-650 mm	250 kg
M018060	880 mm	435 mm	760-1110 mm	-
M018050	510 mm	510 mm	800 mm	-