

SYSTÈME D'IRM SUPRACONDUCTEUR 1.5T SUPERCONDUCTIVE MRI 1.5T

Réf. : IM18130

- Force du champ principal : 1.5T
 - Spectromètre : numérique
 - Bobine de réception : bobines de flux de phase
 - Séquences de numérisation complètes
 - Techniques avancées d'imagerie et application clinique
 - Max. mAs \pm 3%
- *Main field strength: 1.5T*
 - *Spectrometer: full digital*
 - *Receiving coil: phase array coils*
 - *Comprehensive scanning sequences*
 - *Advanced imaging techniques and clinical application*
 - *Max. mAs \pm 3%*

**TRES FAIBLE
CONSOMMATION
D'HELIUM**

**VERY LOW
HELIUM
CONSUMPTION**

