

## CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE 5 LITRES 5 LITERS OXYGEN CONCENTRATOR

Réf. : BL18070

- Avancée de la technologie PSA (principe d'absorption d'oscillation de pression).
  - L'écran LCD affiche le temps d'utilisation total, le débit, la durée pré réglée et la pression...
  - Commutateur de synchronisation.
  - Système de diagnostique automatique intelligent.
  - Indicateur d'alarme
  - Puissance consommation : 300 Watts
  - 90% concentration O<sub>2</sub> si débit utilisé inférieur au max
- *Advanced PSA technology (principle of oscillation of pressure oscillation).*
  - *The LCD displays the total operating time and flow rate, preset time, pressure...*
  - *Synchronization switch.*
  - *Intelligent Auto Diagnostic System.*
  - *Alarm indicator*
  - *Power consumption: 300 Watts*
  - *90% concentration O<sub>2</sub> if flow rate less than max*



Réf.	Long./Length	Larg./Width	Haut./Height	Poids/ Weight
BL18070	490 mm	270 mm	560 mm	22 kg

## ASPIRATEUR CHIRURGICAL DEUX BOCAUX SURGICAL VACCUM

Réf. : BL18080

- L'aspirateur chirurgical est facilement transportable d'un service à un autre grâce à ses roulettes. Il s'utilise pour l'aspiration de liquide (mucosités, sang) en mode continu. Fourni de pédale permettant le contrôle de l'aspiration tout en laissant les mains de l'utilisateur libre. Réglage de l'aspiration sur façade.
- *The suction pump is easy to move from one service to another thanks to its wheels. It is used for the aspiration of liquid (phlegm, blood) in a continuous mode. Provided with pedal to control the suction while leaving the hands of the user free. Adjustment of the suction on facade.*

Faible niveau sonore/ Low noise level	< 60 dB (A)
Dépression/ Depression	0-900 mbar, 680 mmHg, 0-90 kPa
Débit/Debit	30 L/mn
2 bouches/ 2 jars	2,5 L. chacun
Marche/arrêt/ On/Off	commande par pédale
Dimensions/ Dimensions	L.360 x l.320 x H.830 mm
Poids/ Weight	22 kg
Alimentation/Power	220v. 50Hz

