

REPROGRAPHE LASER LASER IMAGER

Réf. : IM18230

- Le système reprographe laser offre des performances élevées fiables aux applications d'imagerie avec des volumes d'examen modérés.
 - Contrôle et confirmation du fonctionnement de l'appareil sur l'écran de la station de travail
Connectez le système CR 500 aux images laser, PACS et autres périphériques qui acceptent une image format DICOM
 - Réseau : 10 BaseT / 100 BaseT
- System brings reliable high performance to imaging applications with moderate exam volumes. Monitor and confirm scanner operation on the workstation screen. Connect the CR 500 system to laser imagers, PACS, and other devices that accept a DICOM format image.*
- Network : 10 BaseT/100 BaseT



	Long. /Length	Larg./Width	Haut./Height
IM18230	65 cm	62.2 cm	64.5 cm

DÉVELOPPEUSE ARGENTIQUE CONVENTIONAL IMAGING PROCESSOR

Réf. : IM18240

- D'une surface de seulement 0,36m² au sol avec deux modes de sortie avant et arrière pour la sélection. Excellente performance, la machine peut être largement utilisée dans les hôpitaux de taille moyenne et petite.
 - Temps de développement : 120 secondes
 - Capacité : 36X43 100 FILM/H, 24X30 140 FILM/H
- It possesses only 0.36m² ground area with front and rear two output modes for selection. Excellent performance, the machine can be widely applied in middle and small hospital.*
- Development time: 120 seconds
 - Capacity: 36X43 100 FILM / H, 24X30 140 FILM / H

