

## LIT D'ACCOUCHEMENT "LEKE" DELIVERY BED "LEKE"

Réf. : MA18010

C'est une nouvelle génération de lit d'accouchement à commande électrique, les angles de la table peuvent être ajustés selon des situations pratiques pour remplir les positions du corps requises par l'accouchement, l'examen, le diagnostic et la césarienne d'urgence.

- Réglage de la plaque arrière : 0°-75°
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : 15° / 25°
- Voltage : 220V 50Hz

*It is a new generation electro-hydraulic luxury obstetric table designed and produced by our engineer follow the principle of human engineering, angles of the table can be adjusted according to practical situations to fulfill the body positions which are required by child-birth, examination, diagnosis and emergency caesarean operation.*

- Back Plate Adjustment: 0°-75°
- Trendelenburg/Reverse Trendelenburg: 15°/25°
- Power Supply: 220V 50Hz



MA18010	Long./Length	Largeur/Width
Table	195 cm	60 cm
Tablette aut.	60 cm	58 cm
Réglage tablette	70 cm	95 cm