

STERILISATEUR POUPINEL 50 LITRES À CHALEUR SÈCHE 50 LITERS DRY HEAT STERILIZER

Réf. : ST18040



50
LITRES
LITERS

Caractéristiques

- Mode de contrôle

Mode de réglage de la température et de l'humidité. Le contrôle de la température et de l'humidité est réalisé par la même méthode de coordination de la voie du système de contrôle p.i.d + SSR, dont la fonction de calcul automatique, peut réviser la température et l'humidité, change les conditions pour obtenir un contrôle de température et d'humidité plus précis et plus stable.

- Fonctions subsidiaires

Code d'alarme et d'erreur, fonction de rappel de résolution. Fonction de protection contre les pannes de courant. Calendrier des horaires, fonction (démarrage automatique et arrêt), fonction Auto-diagnostic.

Characteristics :

- Method of control

Balance temperature and humidity adjust method. Temperature and humidity control introduced the same channel coordination method of p.i.d control + SSR system. Ont the function of automatic calculation, and can revise temperature and humidity. Change conditions to achieve more accurate and stable temperature and humidity control.

- Subsidiary functions

Alarming fault and causing, resolution recalling function. Power failure protection function. Schedule calendar function (auto start and stop). Self-diagnosis function

Réf.	Long. /Length	Larg. /Width	Haut. /Height	Puis. totale/Total Power	Température/ Temperature
ST18040	41,5 cm	37,5 cm	34,5 m	800 w	RT + 50 °C ff 200 °C

THERMOUSOUDEUSE MANUELLE MANUEL SEALING MACHINE

Réf. : ST18050



• La thermosoudeuse est un produit de dernière génération, qui réduit le temps de scellement et veille à la qualité du soudage. Bande de soudage de 12 mm, barre de soudure de 32 cm, introduction aisée de la carte, contrôle électronique actif sur les résistances, possibilité de sélectionner la température en fonction de la carte à utiliser, visibilité de la zone de coupe, signalisation en cas de mauvais soudage. Peut équiper toutes les salles de stérilisation.

• Termosealing is a new generation sealer that has been created with the aim of reducing envelope packaging time, monitoring the quality of the welding, and is able to seal all types of paper for sterilization, including folded paper-RT20 assures: sealing band of 12 mm, sealing bar 32 cm, great easiness of paper introduction, active electronic control over the couple of resistors, visibility of the area of cutting, signal of possible bad sealing, introducible in any sterilizing piece of furniture.

Réf.	Long. /Length	Larg. /Width	Haut. /Height	Voltage/voltage	Watts/power	Poids/ Weight
ST18050	46 cm	40 cm	17 m	230V - 50/60 Hz.	320W	8 kg