

## AUTOCLAVE VERTICAL 50 LITRES VERTICAL AUTOCLAVE 50 LITERS

Réf. : ST18020

**50  
 LITRES  
 LITERS**



**Caractéristiques :**

- Sélecteur de programme
- Protection contre les surcharges de pression
- Protection contre la surchauffe
- Verrou automatique de porte à pression
- Touches d'urgence / réinitialisation
- Remplissage d'eau automatique
- Programme de stérilisation liquide
- Taille de la chambre : 50 L

**Features:**

- Program selector
- Pressure overload protection
- Overheat protection
- Pressure auto door lock
- Emergency/reset buttons
- Auto water fill (pied-in)
- Liquid sterilization program
- Chamber size: 50 L

## AUTOCLAVE 24 LITRES AUTOCLAVE 24 LITERS

Réf. : ST18030

**24  
 LITRES  
 LITERS**



**Caractéristiques :**

- Classe N
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre les surcharges de pression
- Soupape de pression
- Verrouillage automatique de la pression
- Serrure de porte à micro-interrupteur
- Taille de la chambre : 24 L
- Enregistreur de cycle de stérilisation numérique (SD et USB)
- Sans fonction de séchage

**Features:**

- Class N
- Overheat protection
- Pressure overload protection
- Pressure safety valve
- Pressure auto-lock
- Micro switch door lock
- Chamber size: 24 L
- Digital sterilization cycle recorder (SD & USB)
- Without drying function