

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE PORTABLE OXYGEN CONCENTRATOR

Réf. : UR18060

Concentrateur d'oxygène portable idéal pour les personnes qui désirent conserver leur autonomie et effectuer leurs déplacements au quotidien.

Caractéristiques :

- Débit : 1-5L / min
- Pureté Oxygène : $\geq 90\% \pm 3\%$ (1LPM)
- Tension :
AC220V $\pm 22V$, 50Hz $\pm 1Hz$,
AC110V $\pm 15V$, 60Hz $\pm 1Hz$
- Niveau sonore : Moins de 40 dB
- Consommation électrique : 90w
- Pression de sortie : 0.04-0.06Mpa
- Poids net : 5,4 kg
- Petit chariot
- Batterie
- Adaptateur pour allume cigare
- Option : batterie en plus

Portable Oxygen Concentrator ideal for people who want to maintain their autonomy and make daily trips.

Characteristics :

- Flow: 1-5L / min
- Oxygen purity: $\geq 90\% \pm 3\%$ (1LPM)
- Voltage:
AC220V $\pm 22V$, 50Hz $\pm 1Hz$,
AC110V $\pm 15V$, 60Hz $\pm 1Hz$
- Noise level: Less than 40 dB
- Power consumption: 90w
- Pressure output: 0.04-0.06Mpa
- Net weight: 5.4 kg
- Trolley
- Battery
- Adapter for cigarette lighter
- Optional: one more battery



CHAISE D'ÉVACUATION EMERGENCY CHAIR

Réf. : UR18070



• Chaise permettant l'évacuation à partir d'endroits difficiles comme les escaliers ou les couloirs étroits. La chaise possède: une structure en alliage d'aluminium. 4 poignées réglables en hauteur et en longueur. Un système de verrouillage de sûreté automatique lorsque la chaise est repliée. 4 roues pivotantes. 3 sangles avec boucle à dégagement facile. Une pochette. Revêtement vinyle.

• An automatic safety blocking device allows to open and to close the chair to obtain a minimum clearance when folded. Aluminium frame light and easy to handle. Sheet in orange waterproof nylon, complete with pocket placed behind the back. 3 quick unhooking belts.

