

HOLTER ECG ECG HOLTER



Système rapide et précis, avec l'analyse synchro de 3 dérivations permettant une recherche de QRS programmés plus précise. Il y a plus de 10 programmes en tant que module prématuré atrial de battement, module prématuré ventriculaire de battement, long module d'intervalle, module atrial de flux.

Caractéristiques :

- Nombre de canaux : 3 canaux
- Taux de prélèvement : 10000Hz
- Exactitude de prélèvement : 12bit
- Temps d'enregistrement : 24 h
- Puissance : 2 batteries taille 5
- Interface : USB2.0
- Tension de balance : $1mV \pm 5\%$
- Sensibilité standard : $10mm/mV \pm 5$
- Niveau de bruit : $\leq 30\mu V$
- CMRR : $\geq 60dB$
- Temps de basse fréquence : temps constant $> 3.2s$
- Vitesse de balayage : $25mm/s \pm 5\%$;
- Résistance de la tension de polarisation : $\pm 300mV$
- Moindre signal de mesure : $50\mu V pp$
- Type B de sécurité des produits
- Options : 6 ou 12 canaux

Rapid and accurate analysis system with 3-wire synchro analysis, the search for QRS can be more accurately. There are more than 10 templates as atrial premature beat modulus, ventricular beat premature modulus, long interval modulus, atrial flutter module.

Caractéristiques :

- Number of channels: 3 channels
- Sampling rate: 10000Hz
- Accuracy of sampling: 12bit
- Recording time: 24 h
- Power: 2 batteries in size 5
- Interface: USB2.0
- Balance voltage: $1mV \pm 5\%$
- Standard sensitivity: $10mm/mV \pm 5$
- Noise level: $\leq 30\mu V$
- CMRR: $\geq 60dB$
- Feathers of low frequency: constant time $> 3.2s$
- Scanning speed: $25mm/s \pm 5\%$;
- Resistance of the voltage of polarization: $\pm 300mV$
- Lower measurement signal: $50\mu V pp$
- Type of product safety
- Options: 6 or 12 channels

Référence	Canaux / Canals
CA18030	3
CA18031	12
CA18032	24

Longueur/Lengt	Largeur /Width	Hauteur /Height	Poids/Weight
111 mm	60 mm	25 mm	102 kg

HOLTER TENSIONNEL 24H AMBULATOIRE BLOOD PRESSURE MONITOR HOLTER

Réf. : CA18040

La pression artérielle peut être mesurée durant 24 heures toutes les 15-30-60-120 minutes. Il est possible de choisir des intervalles différents entre le jour et la nuit. (ex. toutes les 15 mn le jour jusqu'à 19h30, toutes les 30 minutes la soir et la nuit jusqu'à 6h30).

- Données téléchargeables sur pc avec câble USB.
- Application pour pc Windows fournie pour la gestion des données.
- Sacoche pour le patient fournie.
- Manuel en anglais.

Blood pressure can be measured for 24 hours every 15-30-60-120 minutes. It is possible to choose different intervals between day and night. (Eg every 15 minutes during the day until 7:30 pm, every 30 minutes in the evening and at night until 6:30 am).

- Downloadable data on pc with USB cable.
- Windows application provided for data management.
- Patient bag provided.
- Manual in English.

