

ECHOCARDIOGRAPHE CHISON Q9 CHISON Q9 CARDIAC ULTRASOUND MACHINE

Réf. : CA18020



- 2 connecteurs de sonde
- Service partagé: cardiaque, vasculaire, ABD, OB / GYN, URO, MSK, petites pièces et pédiatrie
- Module cardiaque complet : CW, TDI , couleur M, sélection monde M libre, ECG
- Technologie 4D avancée : sonde 4D et module d'affichage, vue HD et profondeur virtuelle
- Echo d'effort (en option)
- Avec une batterie interne (en option)
- Poids : 6.5kg
- 2 probe connectors
- Shared service: cardiac, vascular, ABD,OB/GYN, URO, MSK, small parts and pediatric
- Comprehensive cardiac package: CW, TDI, color M, free steering M monde, ECG
- Advanced 4D technology: 4D probe and display package, virtual HD & depth view
- Stress echo (option)
- Build in battery (option)
- Weight: 6.5 kg

CONFIGURATION STANDARD

CARDIAQUE



CARDIAC

STANDARD CONFIGURATION

2 SONDES :
• Cardiaque
• Vasculaire

VASCULAIRE



VASCULAR

2 PROBES :
• Cardiac
• Vascular