

SOURCE DE LUMIÈRE LIGHT SOURCE

Réf. : GA18080



Source de lumière / Working length	Lampe halogène
Alimentation / Power supply	110/220-240V 50-60Hz
Puissance / Power	150 W
Dimensions / Dimensions	370 x 340 x 210 cm
Classification / Classification	GB9706.1/IEC 601-1
Poids / Weight	7,5 Kg



GASTROFIBROSCOPE OPTIQUE "XS-30" OPTICAL GASTROFIBROSCOP "XS-30"

Réf. : GA18090

COLONFIBROSCOPE OPTIQUE "XC-30" OPTICAL COLONFIBROSCOP "XC-30"

Réf. : GA18100



	Gastrofibroscope "XS-30" Réf. : GA18090	Colonofibroscope "XC-30" Réf. : GAS18100
Angle de champ / Angle of field	100°	100°
Angle de béquillage / Angle of bending	Haut 180° bas 90° Droite 100° gauche 100°	Haut 180° bas 180° Droite 160° gauche 160°
Diamètre extrémité distale / Distal end diameter	10 mm	13 mm
Diamètre tube d'insertion / Insert tube diameter	9,8 mm	12,8 mm
Profondeur de champ / Depth of field	3-100 mm	3-100 mm
Diamètre canal opérateur / Operator channel diameter:	2,8 mm	3,2 mm
Longueur utile / Useful length	1010 mm	1300 mm
Longueur totale / Total length	1350 mm	1360 mm