

UNITÉ DENTAIRE "OPTIMADENTAL" "OPTIMADENTAL" DENTAL UNIT

Réf. : DE18020

- Aspirateur, filtre à salive et tube extérieur démontables, facile à désinfecter.
- Bac à instruments conforme au fonctionnement clinique. bouton-poussoir intégré, visionneuse intégrée et puissance d'aspiration réglable à 3 voies.
- Couvercle protégé anti-encrassement intégré.
- Boîte de connexion indépendante, eau et électricité séparée, facile à installer et à assurer la maintenance.
- Grande assise, accessoires standards, accoudoir simple confortable pour le patient
- Crachoir en céramique intégré et démontable, bac d'eau à l'avant, interrupteur d'air très accessible, il est simple d'ajouter de l'eau en observant le niveau.
- Alimentation : AC 220V. 50Hz / 60Hz
- Alimentation air : pression atmosphérique 550-800 kPa
- Alimentation air : pression de l'eau 200-400 kPa

- Suction and saliva filter apparatus, and outer tube is demountable and can be disinfected.
- Beautiful and large instrument tray satisfies with clinical operation. Built-in touch-button and over viewer, and water volume of 3 ways can be adjusted.
- Anti-fouling plastic protected cover built-in instrument.
- Independent plastic injection connection box, water and electric separate, easy to install and maintenance.
- Large seat cushion standard accessory is single armrest which is comfortable for patient.
- New main chest and embedded and demountable ceramic spittoon, front mounted water cup (exposed air switch), easy to add water and observe.
- Power Supply: AC 220V. 50Hz/60Hz
- Air source: Air pressure 550-800kPa
- Air source: Water pressure 200-400kPa



EN OPTION

OPTIONAL

Repose-bras droit
Right armrest

Réf. : DE18021

Réf.	Long./Length	Larg./Width	Haut./Height	N/W kg	G/W kg
DE18020	1520 mm	1100 mm	1120 mm	210	300

EN OPTION

OPTIONAL

COMPRESSEUR
DENTAIRE
COMPRESSOR
DENTAL

Réf. : DE18022



- Débit : 100 l/min (26.42 us gal/min)
- Puissance : 0.55 kW (0.74 hp)
- Pression : min: 0 Pa (0 psi), max: 800000 Pa (116.03 psi)
- Sans huile
- Flow rate: 100 l / min (26.42 usgpm)
- Power: 0.55 kW (0.74 hp)
- Pressure: min: 0 Pa (0 psi), max: 800000 Pa (116.03 psi)
- Oil free