

TENSIOMÈTRE LIAN NANO “LIAN NANO” TENSIO METER

Réf. : DA18040



et robinet en laiton avec capuchon en ABS. Livré en trousse nylon.

• *Light and robust, combines style and performance. Lightweight, shock-resistant ABS housing. Reading of measurements facilitated by its large dial. Black Oxford nylon cuffs with heavy-duty metal quick connect fitting. Ergonomic pocket and brass faucet with ABS cap. Supplied in a nylon case.*



KIT DE TENSIOMÈTRE AVEC BRASSARDS MULTIPLES TENSIO METER KIT WITH MULTIPLE CUFFS

Réf. : DA18070

• Le kit de tensiometer Rescue est livré dans une mallette de rangement rigide en ABS (28 x 23 x 8 cm). Le tensiometer est doté d'un cadran phosphorescent pour une meilleure lisibilité en cas de faible éclairage. Contient 5 brassards nylon orange et raccords métal à vis : obèse (XL), large adulte (L), adulte (M), enfant (S) et nourrisson (XS)



TENSIOMÈTRE LIAN SCENIC S “LIAN SCENIC S” TENSIO METER

Réf. : DA18050



• Le tensiometer de poche, à un prix abordable. Avec un grand cadran en ABS. Fermeture velcro.

• *The ideal pocket tensiometer, at affordable price. With a large ABS dial. Velcro fastener.*

TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE SUR PIED MOBILE TENSIO METER

Réf. : DA18060

• Tensiometer anéroïde sur statif avec piètement en acier inoxydable. Graduation de 0 à 300 mm Hg. Cadran de Ø 150 mm. Livré avec brassard à fermeture velcro et un panier porte-brassard. Avec piètement en acier inoxydable pliant.

• *Aneroid tensiometer on stand with base in stainless steel. Graduation from 0 to 300 mm Hg. Dial Ø 150 mm. Supplied with velcro cuff and a basket for accessory storage. S.S. foldable base.*

