



## SYSTÈME AUTOMATISÉ D'ÉLECTROPHORÈSE ELECTROPHORESIS AUTOMATED SYSTEM

Réf. : LA18150

Système d'électrophorèse automatisé, taille réduite pour l'automatisation en électrophorèse clinique. Système automatique d'électrophorèse de taille réduite, excellentes de fiabilité et automatisation.

- Entièrement automatisé, à partir de la gestion des réactifs à la numérisation rapide, adapté pour 4/8 échantillons.
- Permet d'effectuer les techniques les plus répandues : Des protéines sériques, des lipoprotéines et des hémoglobines.
- Le logiciel complet prévoit la gestion des fichiers archivés et de nouveaux programmes de statistiques.
- Membrane d'acétate de cellulose, matériel stable et support applicable.
- Alimentation : 220 V 50 Hz.
- Interface : USB
- Système opératoire : Microsoft Windows XP / Vista / Win7
- Technique de gestion : techniques ajustables dans le temps, courant / tension de migration.

*Automatic system of electrophoresis of reduced, fully size in the automation and reliable automated.*

- *Automated from the management of reagents to the fast digitalization, adapted for 4/8 samples.*
- *Allows to make the most wide-spread techniques: serum proteins, lipoprotéines and haemoglobin.*
- *The complete software plans the management of archived files and again program of statistics.*
- *Membrane of cellulose acetate, stable material (equipment) and applicable support (medium).*
- *Power supply: 220 V 50 Hz*
- *Interface: USB*
- *Operating system: Microsoft Windows XP/Vista/Win7*
- *Managing techniques: adjustable techniques in time, migration current/voltage.*

Référence	Longueur/Length	Largeur/Width	Hauteur/Height	Poids/Weight
LA18150	37 cm	36 cm	36 cm	15 kg