

## GUÉRIDON DE SOINS PEDESTAL TABLE

- Structure en acier inox AISI 304 satiné. Particulièrement robuste et maniable. Plateaux à rebord amovibles et tiroirs. Monté sur roulettes ø100 mm

- *Cart entirely made of glazed stainless steel AISI 304. The cart is particularly sturdy, handy, with removable shelves and raised edges to avoid spilling. Mounted on castors ø100 mm*



Réf. : M018341



Réf. : M018340

Référence	Long./Length	Larg./Width	Haut./Height	Plateaux/Trays	Tiroirs/Drawers
M018340	600 mm	400 mm	810 mm	2	-
M018341	600 mm	400 mm	810 mm	3	-
M018342	600 mm	400 mm	810 mm	1	3
M018343	600 mm	400 mm	810 mm	1	2

**STAINLESS  
STEEL**

154



Réf. : M018342



Réf. : M018343

## CHARIOT EN ACIER INOX STAINLESS STEEL CART

- Chariots en acier inox AISI 304 satiné. Particulièrement robuste, maniable avec plateaux amovibles à rebord.

- *Cart entirely made of glazed stainless steel AISI 304. The cart is particularly robust, handy, and removable shelves with raised edges to avoid spilling. Accessories available on demand.*

**ACIER  
INOX**



## GUÉRIDON DE SOINS AVEC TIROIRS PEDESTAL TABLE WITH DRAWERS

Réf. : M018350

- Structure en acier inox 18/10. Plateaux à bords relevés, poignée. 1 tiroir et 1 cuvette inox ø32 cm. Monté sur roulettes ø80 mm. Structure démontable.

- *Structure in 18/10 stainless steel. Trays with raised edges, handle. 1 drawer and 1 stainless steel bowl ø32 cm. Mounted on wheels ø80 mm. Removable structure.*

Réf.	Long./Length	Larg./Width	Haut./Height
M018350	700 mm	500 mm	800 mm