

## CHARIOT BRANCARD STRETCHER ON WHEELS

Réf. : M018250



- La partie brancard est amovible. Bâti métallique, structure en tubes chromés. Matelas fixe en vinyle lavable et traité anti-feu. Quatre roues ø100 mm, dont deux avec frein indépendant. Fourni avec tige porte-sérum et barrières latérales. Structure démontable.

- Structure made of chrome plated stainless steel tube, removable top upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. I.V. stand and side rails. Mounted on 4 casters 100 mm two with brakes. Knock down construction.

Réf.	Long./Length	Larg./Width	Haut./Heigh	Capacité/ Capacity
M018250	10 cm	60 cm	80 cm	150kg

## DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE À HAUTEUR VARIABLE EXAMINATION COUCH WITH ELECTRICAL HEIGHT ADJUSTEMENT

Réf. : M018260

**AUTRES COULEURS  
SUR COMMANDE  
OTHER COLORS UPON ORDER**



- Structure en acier émaillé. Rèleve-buste réglable. Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu et lavable. Hauteur réglable de 56 à 93 cm.

- Adjustable head in any position. Top mattress covered with washable plastic material. Frame made of flame retardant in stainless steel epoxy painted with adjustable feet. Variable height from 56 to 93 cm.

Réf.	Long./Length	Larg./Width	Haut./Heigh
M018260	190 cm	60 cm	56 à 93 cm