

**2** PLATEAUX  
SHELVES



**1** TIROIR  
DRAWER

## GUÉRIDON DE SOINS SERVICE CART

M018110

• En alliage léger avec plateaux en plastique stratifié. Idéal pour les transports au quotidien à l'intérieur des services. tiroirs selon configuration. 2 plateaux, roulettes Ø 80 mm, 1 tiroir

• Service carts in light alloy with shelves in plastic laminate, ideal for routine deliveries inside wards, equipped with drawers. 2 shelves, ø80mm swivel caster, 1 drawer

Réf.	Longueur/Length	Largeur/Width	Hauteur/Height
M018110	65 cm	45 cm	80 cm

## GUÉRIDON DE SOINS AVEC TIROIRS SERVICE CARTS WITH DRAWERS

Réf. : M018120

• En alliage léger avec plateau en plastique stratifié. Idéal pour les transports au quotidien à l'intérieur des services. Monté sur roulettes ø125 mm. Tiroirs selon configuration. 6 Tiroirs.

• Service carts in light alloy with shelf in plastic laminate, ideal for routine deliveries inside wards, equipped with drawers. Mounted on 125mm castors. 6 Drawers.



**6** TIROIRS  
DRAWERS

	L./Length	Larg./Width	H./Height
M018120	85 cm	55 cm	93 cm

## SALLE D'ATTENTE WAITING ROOM

Réf. : M018130

- Bâti métallique, revêtement époxy.
- Assises et dossiers en polypropylène.
- Structure démontable.

- Epoxy painted steel frame.
- Polypropylene seat and backrest.
- Knockdown construction.

DISPONIBLE  
EN PLUSIEURS  
TAILLES

AVAILABLE  
IN MANY SIZES



PS3 • Réf. : M018131

Référence	Modèle	Long./Length	Larg./Width	Haut./Height
M018130	PS2	104 cm	61 cm	78,5 cm
M018131	PS3	156 cm	61 cm	78,5 cm
M018132	PS4	208 cm	61 cm	78,5 cm
M018133	PS5	260 cm	61 cm	78,5 cm