




## MATELAS MATTRESS

Réf. : M018020

• Matelas épongeable avec intérieur en mousse, haute résilience de densité 35 Kg/m<sup>3</sup> pour un bon confort, housse amovible par fermeture à glissière en nylon sur 2 côtés en coutil imperméable, classé anti feu M1. Idéal pour établissements de santé. • Labels ISO 9001, ISO 14001

• *Spongeable mattress with internal foam of HR density of 35 Kg/m<sup>3</sup> for a good level of comfort, removable cover by nylon zipper on 2 sides complete in waterproof ticking Classified nonfeu M4. Ideal health facilities.* • Labels ISO 9001, ISO 14001



Réf.	Long./Length	Larg./Width
M018020	190 cm	80 cm



## DRAPS & COUVERTURES SHEETS & BLANKETS

Réf. : M018040

• Drap pour lit d'hôpital, dimensions : 90x200 cm, 52% polyester, 48% coton, coloris : bleu, rose et vert  
• Couverture polaire, dimensions : 1800x220 cm, différents coloris, normes au feu NF EN 12952

• *Sheet for hospital bed, dimensions: 90x200 cm, 52% polyester, 48% cotton, colors: blue, pink, and green*  
• *Polar blanket, dimensions: 1800x220 cm, various colors, fire standards NF EN12952*

## TABLE DE CHEVET BEDSIDE TABLE

Réf. : M018050



Réf. : M018050	
Long. /Length	510 mm
Larg. /Width	510 mm
Haut. /Height	800 mm



## TÊTE DE LIT BEDHEAD

Réf. : M018030

• Configuration horizontale et murale. Le bandeau tête de lit dispose d'un couvercle sécurisé par clé pour les fluides médicaux. Il existe en version 100% LED offrant la possibilité d'un éclairage indirect continu qui ajoute une plus-value esthétique. Facile d'installation, la gaine possède un couvercle monobloc permettant un nettoyage et une désinfection aisée.

• *Horizontal and wall mounted. The headboard has a special secured key cover for medical fluids. It is available in a 100% LED version offering the possibility of continuous indirect lighting that adds esthetic value to the product. Easy to install, the sheath has a one-piece cover for easy cleaning and disinfection.*

## TABLE DE REPAS OVERBED TABLE

Réf. : M018060



Réf. : M018060	
Long. /Length	880 mm
Larg. /Width	435 mm
Haut. /Height	760-1110 mm