

## RÉSECTOSCOPE (KIT)

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION PRODUIT	QUANTITÉ
URO 018	Endoscope 4mm direction de visée 30 degrés	1pc
URO 019	Raccord chemise interne	1pc
URO 020	24 Fr chemise interne, ensemble rotatif	1pc
URO 021	Obturateur mobile	1pc
URO 022	Prolongateur pour examen	1pc
URO 023	Élément ( passive or active )	1pc
URO 024	Anse de coupe	2pc
URO 025	Electrode boule (coagulation)	2pc
URO 026	Evacuateur (Ellik)	1 set
URO 027	4x1800 mm Câble lumière - Fibre optique	1pc
URO 028	26 Fr chemise externe	1pc
URO 029	Obturateur chemise externe	1pc
URO 030	Obturateur visuel	1pc
URO 031	Electrode dentée	2pc
URO 032	Electrode à roulette	2pc
URO 033	Electrode de vaporisation	4pc
URO 034	Nécessaire de nettoyage	1 set
URO 035	Adaptateur, reliant la chemise externe à l'évacuateur	1pc
URO 036	Adaptateur, reliant la chemise externe à l'évacuateur	1pc
URO 037	Cable électrique pour bistouri	1pc

## RESECTOSCOPE (SET)

REFERENCE	PRODUCT NAME	AMOUNT
URO 018	Endoscope 4mm sighting direction 30 degrees	1pc
URO 019	Internal sleeve connection	1pc
URO 020	24 Fr inner sleeve, rotary assembly	1pc
URO 021	Mobile shutter	1pc
URO 022	Extension for examination	1pc
URO 023	Element ( passive or active )	1pc
URO 024	Cutting handle	2pc
URO 025	Electrode ball (coagulation)	2pc
URO 026	Spillway (Ellik)	1 set
URO 027	4x1800 mm Light cable - Fiber optic	1pc
URO 028	26Fr outer sleeve	1pc
URO 029	External folder shutter	1pc
URO 030	Visual shutter	1pc
URO 031	Electrode tooth	2pc
URO 032	Electrode with roller	2pc
URO 033	Spray electrode	4pc
URO 034	Cleaning kit	1 set
URO 035	Adapter, connecting the outer sleeve to the spillway	1pc
URO 036	Adapter, connecting the outer sleeve to the spillway	1pc
URO 037	Electric cable for scalpel	1pc

## URÉTROTOME (KIT)

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION PRODUIT	QUANTITÉ
URO 053	Endoscope 4 mm, direction de visée : 0 degré	1pc
URO 054	21 Fr Chemise avec obturateur	1pc
URO 055	Chemise supplémentaire	1pc
URO 056	Élément actif ou passif	1pc
URO 057	Lame en demi-rond	1pc
URO 058	Lame pour inciser	1pc
URO 059	Lame crochet	1pc
URO 060	Lame creuse en demi-rond	1pc
URO 061	4x1800mm Câble lumière-Fibre optique	1pc

## URETROTOMETRY (SET)

REFERENCE	PRODUCT NAME	AMOUNT
URO 053	Endoscope 4 mm, aiming direction: 0 degree	1unit
URO 054	21 Fr Shirt with shutter	1unit
URO 055	Additional shirt	1unit
URO 056	Active or passive element	1unit
URO 057	Half round blade	1unit
URO 058	Incision blade	1unit
URO 059	Hook blade	1unit
URO 060	Hollow circular blade	1unit
URO 061	4x1800mm Light-fiber Optic cable	1unit

