

HYSTÉRO-DIAGNOSTIC (KIT)

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION PRODUIT	QUANTITÉ
GYN001	Endoscope 3 mm 30 degrés	1pc
GYN002	Raccord chemise interne	1pc
GYN003	12 Fr Chemise interne avec obturateur	1pc
GYN004	15 Fr Chemise externe, ensemble rotatif	1pc
GYN005	4x1800mm Câble lumière - Fibre optique	1pc

HYSTERO-DIAGNOSIS (SET)

REFERENCE	PRODUCT NAME	AMOUNT
GYN001	Endoscope 3 mm 30 degrees	1unit
GYN002	Internal sleeve connection	1unit
GYN003	12 Fr Internal folder with shutter	1unit
GYN004	15 En External folder, rotating assembly	1unit
GYN005	4x1800mm Light Cable - Fiber Optic	1unit

HYSTÉRO-RÉSECTION (KIT)

RÉFÉRENCE	DÉNOMINATION PRODUIT	QUANTITÉ
GYN006	Endoscope 4mm 30 degrés	1pc
GYN007	24Fr Chemise interne, ensemble rotatif	1pc
GYN008	28Fr Chemise externe	1pc
GYN009	Obturateur mobile	1pc
GYN010	Chemise externe avec obturateur	1pc
GYN011	Obturateur visuel	1pc
GYN012	Element (passif or actif)	1pc
GYN013	Anse de coupe	1pc
GYN014	Electrode boule (coagulation)	1pc
GYN015	Electrode dentée	1pc
GYN016	Electrode à roulette	1pc
GYN017	Electrode de vaporisation	1pc
GYN018	4x1800mm Câble lumière - Fibre optique	1pc

HYSTERO-RESECTION (SET)

REFERENCE	PRODUCT NAME	AMOUNT
GYN006	Endoscope 4mm 30 degrees	1unit
GYN007	24Fr Internal folder, rotating assembly	1unit
GYN008	28Fr Outside Shirt	1unit
GYN009	Mobile shutter	1unit
GYN010	External folder with shutter	1unit
GYN011	Visual shutter	1unit
GYN012	Element (active gold liabilities)	1unit
GYN013	Cutting handle	1unit
GYN014	Electrode ball (coagulation)	1unit
GYN015	Electrode tooth	1unit
GYN016	Electrode à roulette	1unit
GYN017	Spray electrode	1unit
GYN018	4x1800mm Light Cable - Fiber Optic	1unit

