

TABLE DE RADIOLOGIE TÉLÉCOMANDÉE NUMÉRIQUE DIGITAL R&F X-RAY TABLE **DIGITAL**


Réf. : IM18090

La table télécommandée a été conçue pour offrir des performances rapides et fiables pour une multitude d'examens radiologiques. Les déplacements latéraux et longitudinaux alliés à la rotation de la colonne permettent une couverture complète du plateau.

- Large couverture d'examen
- Pas de déformation géométrique des images

The remote control table has been designed to provide fast and reliable performance for a multitude of radiological examinations. The lateral and longitudinal displacements combined with the angulation of the column allow complete coverage of the table.

- Wide coverage of examination
- No geometry deformation of images



Puissance de sortie/Power Output	50kW
Fréquence de l'onduleur/Inverter Frequency	200kHz
Tension de tube/Tube Voltage	40kV ff 150kV
Courant du tube/Tube Current	10mA ff 630mA
mAs/mAs	0.1mAs ff 630mAs
Temps d'exposition/Exposure Time	1.0 ff 6300ms
Tension/Voltage	380V ± 38V
Double focus/Dual-focus	Petite mise au point: 0,6 Grande focalisation: 1,2
Fréquence/Frequency	50Hz ± 1Hz

Système de radiographie numérique à haut débit et à haute fréquence
High frequency digital flat panel radiography system

