


ECHOGRAPHE CHISON EC05 CHISON EC05 ULTRASOUND

Réf. : IM18060

**MEILLEUR RAPPORT
 QUALITE/PRIX
 COULEUR**

**BEST
 PRICE/QUALITY
 COLOR**



- Doppler PW avec trace automatique
- Moniteur LED rotatif de 12 pouces (0-30°)
- Angle de vision large (0-180°), de gauche à droite
- Batterie intégrée (> 2 heures)
- Mode d'affichage écran plein
- Carte mémoire 8 G
- Poids : 6,5 kg avec batterie (en option)
- Mode : PW, B, M, PW

- PW Doppler with auto-trace
- 12 inch rotatable LED monitor (0-30°)
- Wide viewing angle (0-180°), from left to right
- Built-in battery (>2 hours)
- Full screen display mode
- 8 G memory card
- Weight: 6.5 kg with battery (optional)
- Mode: PW, B, M, PW

**EN OPTION
 OPTIONAL**

**Sonde
 linéaire**
Linear probe
 Réf. : IM18051

CONFIGURATION STANDARD



STANDARD CONFIGURATION

2 SONDES :

- Convexe
- Endovaginale



2 PROBES :

- Convex
- Transvaginal

ECHOGRAPHE CHISON EC01 CHISON EC01 ULTRASOUND

Réf. : IM18070



**MEILLEUR RAPPORT
 QUALITE/PRIX
 EN NOIR ET BLANC**

**BEST
 PRICE/QUALITY
 BLACK & WHITE**

- Moniteur LED 12 pouce rotatif avec différents angles de vision
- Chargeur d'alimentation de véhicule
- Touche enregistrement rapide
- Protection clavier anti-eau
- Port USB
- Ultra compact
- Touche rappel rapide (CINE, images fixes)
- Poids : 6 kg

- 12 inch rotatable LED monitor with different viewing angles
- Vehicle power charger
- One key to quickly save
- Anti-water keyboard cover
- USB
- Ultra compact
- Clips for quickly recall (CINE, still images)
- Weight: 6 kg

SONDES / PROBES

Convexe / Convex

**CONFIGURATION
 STANDARD**

X

OPTIONS

Endovaginale / Endocavity

X

EN OPTION OPTIONAL

Sacoches de transport

Arrying case

Réf. : IM18071