

ÉCLAIRAGE D'OPÉRATION D'URGENCE MOBILE 500 À LED/SIMPLE COUPOLE 500 LED EMERGENCY SHADOWLESS MOBILE OPERATING LAMP

Réf. : BL18050



- Puissance et tension : 220V \pm 10% s
- Fréquence de puissance : 50Hz \pm 1Hz
- Température environnementale : 10 °C-30 °C
- Humidité relative de l'environnement : 10% - 80%
- Système de travail en fonctionnement continu
- Hauteur d'installation la plus basse : 2300-2600mm

- *Power and voltage: 220V \pm 10% s*
- *Power frequency: 50Hz \pm 1Hz*
- *Environmental temperature: 10°C-30°C*
- *Environmental relative humidity: 10%-80%*
- *Working system: continuous running*
- *Lowest height of installation: 2300-2600mm*

ECLAIRAGE D'OPÉRATION D'URGENCE MOBILE 500 LED

Eclairage nominal/ <i>rated illumination</i>	60 000 - 120 000Lux
Température de couleur/ <i>color temperature</i>	3800 \pm 500K/4400 \pm 500K5000 \pm 500K
Profondeur du volume de lumière/ <i>deph of illumination</i>	\geq 600 mm
Durée de vie de l'ampoule LED/ <i>Life of the LED bulb</i>	30 000 heures