

ÉCLAIRAGE OPÉRATOIRE DOUBLE COUPOLE 700 & 500 LED 700&500 LED DOUBLE HEADED SURGICAL CEILING LIGHT

Réf. : BL18040



ÉCLAIRAGE POUR BLOC OPÉRATOIRE SIMPLE 700 LED SURGICAL CEILING OT LIGHT SINGLE HEADED 700 LED

Réf. : BL18030



- Design innovant, maniabilité impressionnante
 - Protège l'environnement grâce à sa faible consommation d'énergie, avec des ampoules LED de longue durée de vie de plus de 30 000 heures
 - La lumière LED ne comporte pas de rayonnement infrarouge et ultraviolet
 - Contrôle numérique par micro-ordinateur à double CPU, avec options de luminosité de 10 degrés et mémoire automatique
 - Poignée stérilisable, détachable pour la désinfection et la stérilisation après les opérations
 - Alarme, qui rappelle clairement aux médecins lorsqu'un ou plusieurs groupes d'ampoules LED sont brisés
- *Environmental protection the low power consumption, with long-life LED bulbs of service life of more than 30.000 hours*
 - *LED light has no infrared and ultraviolet radiation*
 - *Digital control by double-CPU Micro-computer, with 10-grade brightness options and automatic memory*
 - *Sterilizable handle, which is detachable for disinfection and sterilization after operations*
 - *Alarming indicator, which clearly reminding doctors when one or several groups of LED bulbs are broken consumptio: 140W*

Références	BL 18030	BL 18040
Eclairage/Illumination	700 ≥160 000Lux	700 ≥160 000Lux - 500 ≥120 000Lux
Haut. minimum de la salle/Mini. room height	2800 mm	2800 mm
Diamètre des lampes/Diameter of lights	700 mm	700 & 500 mm
Puissance LED/LED power	700 : 160	700 : 160 - 500 : 80
Profondeur du volume de lumière/Illumination depth (mm)	≥ 800	≥ 800
Quantité d'ampoules LED/The quantity of LED bulbs	700 : 160	700 : 160 - 500 : 80
Durée de vie de l'ampoule LED/Life of the LED bulb	30 000 heures	30 000 heures