

## MOTEUR ORTHOPÉDIQUE ORTHOPEDIC MOTOR

Réf. : OR18030

### Ensemble comprenant :

- pièce à main, perceuse, alésoir, scie sagittale,
- 4 batteries et chargeur de batteries
- Pièce à main compatible avec les accessoires
- Système d'accessoires rapides
- Rotation 360°
- Matériaux en acier inoxydable haute résistance
- 135°C autoclavable

### Set including:

- handpiece, drill, reamer, sagittal saw,
- 4 batteries and battery charger
- Handpiece compatible with attachments
- Quik cup - link attachment system
- 360° rotating
- High strength stainless steel componentry
- 135°C autolavable



- Pièce à main multifonction
  - Multi - function handpiece
- Réf. : OR18 031



- Lame de scie sagittale
  - Sagittal saw
- Réf. : OR18032

- Perceuse à os
  - Bone drill
- Réf. : OR18033

- Acetabulum foret d'alésage
  - Acetabulum reamer
- Réf. : OR18034



- Batterie
  - Battery
- Réf. : OR18035



- Chargeur
  - Charger
- Réf. : OR18036



- Kit de transfert
  - Transfer kit
- Réf. : OR18037

## SCIE À PLÂTRE PLASTER SAW

Réf. : OR18040



- Acier durci pour les plâtres en matières synthétiques
- Conçue pour assurer une sécurité d'utilisation remarquable.
- Conforme aux normes de sécurité électrique
- Livrée avec 2 lames en acier durci pour les plâtres en matières synthétiques
- 220 V - 50 Hz Puissance : 90 W

- Hardened steel for plasters made of synthetic materials
- Designed to provide outstanding security of use.
- Complies with electrical safety standards
- Delivered with 2 hardened steel blades for plasters made of synthetic materials
- 220 V - 50 Hz Power: 90 W