

ENSEMBLE D'ARTHROSCOPIE SHAVER AVEC POMPE

ARTHROSCOPY SHAVER ASSEMBLED WITH PUMP

Réf. : EN18020

- Unité de commande avec pompe
- Control unit with pump
Réf. : EN18021

- Pédale programmable
- Foot pedal, programmable
Réf. : EN18022



- Pièce à main motorisée
- Motorized handpiece
Réf. : EN18023

EN OPTION OPTIONAL



- Résecteur agressif
- Blade, with tooth inside
Réf. : EN18024



- Résecteur, sans dent
- Blade, without tooth
Réf. : EN18025



- Résecteur bilatéral
- Blade, with tooth inside and outside
Réf. : EN18026



- Fraise ronde à lame à diamant
- Blade round bur
Réf. : EN18027



- Couteau latéral extérieur agressif
- Obverse inside with tooth, curve blade
Réf. : EN18028



- Couteau latéral interne agressif
- Inverse inside with tooth, curve blade
Réf. : EN18029



- Blade • Blade - Réf. : EN18030



- Résecteur creux
- Blade, with tooth inside
Réf. : EN18031



- Résecteur oblique sans dent
- Blade, oblique without tooth
Réf. : EN18032



- Lame, avec dent à l'intérieur et à l'extérieur
- Blade, with tooth inside and outside
Réf. : EN18033



- Fraises en diamant
- Diamond straight shaft burrs
Réf. : EN18034

Réf.	Diam./Diam.	Long./Length	Réf.	Diam./Diam.	Long./Length	Réf.	Degrés /Degrees
EN18024	4.2 & 5 mm	130 mm	EN18030	3.3 mm	340 mm	EN18028	20° et 40°
EN18025	4.2 & 5 mm	130 mm	EN18031	3.3 mm	340 mm	EN18029	20° et 40°
EN18026	4.2 & 5 mm	130 mm	EN18032	3.3 mm	340 mm		
EN18027	4.2 & 5 mm	130 mm	EN18033	3.3 mm	340 mm		
			EN18034	3.3 mm	340 mm		