

## COLONNE D'ENDOSCOPIE HD HD ENDOSCOPY STACK SYSTEM

Réf. : EN18010



### Ensemble comprenant :

- Système de capture d'images et vidéo HD (Réf. : EN18011)
- Source de lumière froide à LED (Réf. : EN18012)
- Camera HD 1280x720 (Réf. : EN18013)
- Écran plat HD 24 pouces (Réf. : EN18014)
- Un chariot design avec 4 roulettes
- Une imprimante couleur

### An assembly comprising:

- HD video and image recorder (Réf. : EN18011)
- Cold light source with LED (Réf. : EN18012)
- Camera HD 1280x720 (Réf. : EN18013)
- 24-inch HD flat screen (Réf. : EN18014)
- Design trolley with 4 wheels with brake
- A color printer



### ENREGISTREUR D'IMAGES ET VIDÉO HD HD IMAGE AND VIDEO RECORDER

Réf. : EN18011

- Éclairage en continu réglable
- Haut flux lumineux, un éclairage uniforme, et grand angle.
- *Continuously adjustable illumination*
- *High luminous flux, uniform illumination, and wide angle.*



### SOURCE DE LUMIÈRE FROIDE À LED LED COLD LIGHT SOURCE

Réf. : EN18012


- Enregistrement des séquences vidéo et images HD à partir de vidéos médicales sur un disque dur interne ou une clé USB.
- *Records high-definition video and still images from medical video to an internal hard drive or external USB flash drive.*



### CAMERA HD 1280X720 HD CAMERA 1280X720

Réf. : EN18013

- La caméra est équipée avec 1/3 pouces SONY puce ccd et DSP (Processeur de Signal Numérique) et la résolution horizontale jusqu'à 580 TV ligne, fournir image claire et vraie couleur restauration
- *The camera is equipped with 1/3 inch SONY CCD image chip and DSP (Digital Signal Processor), and the horizontal resolution up to 580 TV line, supplying clear image and true colour restoration.*



### ÉCRAN PLAT HD HD FLAT SCREEN

Réf. : EN18014

- Écran plat HD 24 pouces
- 24-inch HD flat screen

## EN OPTION OPTIONAL



### Insufflateur coelochirurgie Coelochirurgie insufflator

Réf. : EN18015