



TABLE D'ACCOUCHEMENT DELIVERY BED

Réf. : MA18020

- Structure en acier chromé. Dossier et jambières réglables. Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable. Livré avec 1 cuvette en acier inox ø32 cm et appui-jambes standard. Structure démontable.

- *Manufactured in Chrome-plated steel tube. Adjustable back-rest and leg sections. Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. Complete with S.S. steel bowl ø32 cm, and two standard padded leg holders. Knock down construction.*

	Long. /Lengt	Larg. /Width	Haut. /Height	Cap. / Capacity
MA18020	180 cm	80 cm	55 cm	150 kg

BERCEAU COQUE BABY CART

Réf. : MA18031



Réf. : MA18030

- Structure en tube d'acier inoxydable, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération. Positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg. Monté sur roulettes Ø 60 mm. Matelas non inclus. Sur demande : étagère matelas.

- *Trolley made of stainless steel tube mounted on four casters Ø 60 mm. Crib made of plexiglas, with aeration holes and with position TR/ RTR. Mattress not included. ON REQUEST: Shelf mattress. Trolley made of chrome plated.*

	Long. /Length	Larg. /Width	Haut. /Height
MA18030 chromé	80 cm	47 cm	82 cm
MA18031 blanc	80 cm	47 cm	82 cm

BERCEAU COLORÉ COLORED BABY CART

Réf. : MA18040

- Hauteur et Trendelenburg ajusté par ressort pneumatique, colonne d'aluminium, bassin bébé transparent et haute intensité
- Trois couleurs au choix : rose, vert et bleu

- *Height and Trendelenburg adjusted by gas spring, aluminum column, transparent and high-intensity baby basin*
- *Three colors for choice: pink, green and blue*



	Haut. /Height	Long. /Length
MA18040	98 cm	78 cm