

## AMBULANCE PREMIER SECOURS EMERGENCY MEDICAL AMBULANCE

Réf. : UR18120

- Toyota Landcruiser
- 4.2 Diesel 4X4
- Version tropicale
- Porte arrière armoire
- Avec air conditionné
- Toyota Landcruiser
- 4.2 Diesel 4x4
- Tropical version
- Rear door wardrobe
- With air conditioning



### Principaux équipements :

- Sièges vinyle, suspension et radiateur renforcé, filtre à air cyclone + Schnorkel, direction assistée, colonne de direction réglable, freins avant à disque et arrière tambours, jantes en acier avec pneus 7.50 R16, grille de calandre noire, marches-pieds, air-conditionné + chauffage

### Aménagement :

- Cabine Sanitaire • Séparation de la cabine chauffeur/sanitaire par un panneau de type MDF de 18mm recouvert et stratifié et de +/- 50 cm de haut. • Le plancher est réalisé en multiplex de 15mm spécialement traité pour résister à l'humidité. Recouvert d'un vinyle de haute résistance. • Eclairage de la cabine sanitaire au départ de deux plafonniers. Eclairage type néon 12 volts, 2 x 8w chacun. • Brancard avec roues réglables + matelas confort et sangles de fixation pour le patient ainsi qu' un système de fixation au sol. • Prise de type allume cigare 12 volts dans la cabine sanitaire. • Barre porte-perfusion • Poignée de maintien • Banquette pour brancardier.

### Signalisation :

- Installation d'un gyrophare sur le toit. 2 couleurs disponibles (rouge et bleu). • Lampe chercheuse • Sirène électronique de type américaine d'une puissance de 100 w.3 tonalités (Wail-Yelp-Hi-lo). • Masquage au 3/4 des vitres de la cabine sanitaire (arrière et latérale) par du film qualité "3M", translucide sablé. • Marquage croix rouge avant, arrière et latérales.

### Main facilities:

- Vinyl seats, Reinforced suspension and radiator, Cyclone air filter + Schnorkel, Power steering, Adjustable steering column, Front disc brakes and rear drums, Steel wheels with 7.50 R16 tires, Black grille grille, -conditioned + heating

### Accommodation:

- Sanitary Cabin • Separation of the driver / sanitary cabin by a panel of type MDF of 18mm covered with laminate and of +/- 50 cm of height. • The floor is made of 15mm multiplex specially treated to resist moisture. Covered with a vinyl - high strength. • Lighting of the sanitary cabin from two ceiling lights. Neon lighting 12 volts, 2 x 8w each. • Stretcher with adjustable wheel + comfort mattress and patient fixation straps as well as floor fixing system. • 12 volt cigarette lighter socket in the sanitary cubicle. • Infusion holder • Holding handle • Bench seat for stretcher bearer above the right rear wheel arch.

### Signaling:

- Installation of a rotating beacon on the roof. 2 colors available (red and blue). • Research lamp • US-type electronic siren with a power of 100 w.3 tones (Wail-Yelp-Hi-lo). • Masking to 3/4 of the sanitary cabin glass (rear and side) with "3M" quality film, translucent sandblasted. • Red cross marking front, back and side.

Réf.	Long. /Length	Larg. /Width	Haut. /Height	Empattement/Wheelbase
UR18120	498 cm	169 cm	211,5 cm	298 cm