

CIVIÈRE D'URGENCE EMERGENCY STRETCHER

Réf. : UR18100

• Conçue pour transporter en toute sécurité les patients vers les services d'urgences. Son frein à pédale et son châssis en acier assurent une excellente stabilité permettant de l'utiliser en interventions d'urgence ou en hôpital. Hauteur variable, et positions Trendelenburg / Anti-Trendelenburg, vérins hydrauliques commandés au pied. La civière est munie de barrières latérales rabattables, d'une tige porte-sérum télescopique amovible, d'un porte-bouteille d'oxygène et d'un espace permettant d'adapter des paniers de rangement. La maniabilité est assurée par quatre roues pivotantes et une cinquième roue centrale directionnelle.



• *Designed to safely transport patients most severely to emergency departments. Its pedal brake and steel frame ensures excellent stability for use as an emergency response frame or in a day hospital. Variable height, Trendelenburg / Anti-Trendelenburg positions, with hydraulic foot-operated cylinders. The stretcher is equipped with: foldable side rails, removable telescopic rod holder, oxygen bottle holder and space to accommodate storage baskets. Handling is ensured by four swivel wheels and a fifth central steering wheel.*

EN OPTION

OPTIONAL

Support
moniteur

Support monitor

Réf. : UR18101



80

Réf.	UR18100
Longueur /Length	190 cm
Largeur/Width	60 cm
Hauteur/Height	58/82 cm

CHARIOT BRANCARD AUTOMATIC LOADING STRETCHER

Réf. : UR18110



• Structure en aluminium anodisé. Quatre roues diamètre 125 mm dont deux pivotantes avec centrage automatique. Hauteur réglable. Plan en thermoplastique renforcé permettant d'effectuer un massage cardiaque. Dossier inclinable, deux barrières latérales rabattables. Système de blocage des pieds en position repliée. Levier de sécurité situé près de la poignée de déblocage permettant le chargement tout en gardant les mains sur le brancard.

• *Made of anodized aluminum. Four wheels of 125 mm diameter, 2 fixed and 2 rotating. Loading height regulation system allows an easy. Adjustable backrest, folding side rails. Washable mattress. Locking system for folded position. Safety lever situated near the unlocking device allows to make the load keeping hands on the stretcher. Automatic centring device mounted on rotating wheels: this system automatically block the back wheels in the central position during the loading of the stretcher on the ambulance without having to turn the wheels manually.*

Réf.	Long. /Length	Larg. /Width	Haut. /Height
UR18110	190 cm	56 cm	88 cm