

MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE

PNI, SpO₂, FRÉQ.

MULTIPARAMETER MONITOR

PNI, SpO₂, FRÉQ.

Réf. : UR18030

- Mesures de : Pression Non Invasive (bras-sard), SpO₂ (saturation), Fréquence cardiaque
- Adaptable pour adulte, enfant et nourrisson
- Utilisable en cabinet, chambre d'hôpital, bloc opératoire, soins intensifs, reveil, salle d'urgences, obstétrique, gynécologie, pédiatrie, domicile.
- Personnel utilisant ce moniteur : médecins, anesthésistes, infirmières, sage femmes, personnel soignant.
- Possède une batterie permettant une autonomie d'utilisation, à utiliser en ambulance ou dans les étages d'un établissement hospitalier.



- Measurements of: Non-Invasive Pressure, SpO₂ (Saturation), Heart Rate
- Suitable for adults, children and infants
- Can be used in the office, hospital room, operating room, intensive care, alarm, emergency room, obstetrics, gynecology, pediatrics, home.
- Staff using this monitor: doctors, anesthesiologists, nurses, midwives, nursing staff.
- Battery-powered, especially when used on an outpatient basis or in hospital room service.

EN OPTION

OPTIONAL

Support moniteur

Support monitor

Réf. : UR18031



INSUFFLATEUR ADULTE

RESUSCITATOR ADULT

Réf. : UR18040



- L'insufflateur adulte avec masque taille 5 est destiné à la réanimation pulmonaire dont le poids du corps est supérieur à 30 kg. Il se compose des éléments suivants : ballon avec valve d'admission et valve patient.
- Les accessoires sont : les masques, réservoir d'oxygène et valve pep.
- Nettoyage facile à la main ou en machine.
- Stockage compact, le ballon peut être replié.

- The adult insufflator with adult mask size 5 is intended for pulmonary resuscitation of adults and children whose body weight is more than 30 kg. It consists of the following components: balloon with inlet valve and patient valve.
- The accessories are: masks, tank of oxygen and pep valve.
- Easy cleaning by hand or machine.
- Compact storage, the balloon can be folded.

INSUFFLATEUR ENFANT MANUEL

MANUAL CHILD RESUSCITATOR

Réf. : UR18050

- Insufflateur en silicone / PVC pour bébés prématurés, nouveau-nés, nourrissons, enfants, fourni avec un masque en silicone, des tubes d'oxygène, un sac de réservoir, sans latex.

- Silicone/PVC resuscitator for premature babies, neonates, infants, child and adult, supply with silicone mask, oxygen tubing, reservoir bag, latex free.

