

# ELECTROCARDIOGRAPHE 12 CANAUX ELECTROCARDIOGRAPH TOUCH SCREEN 12 CHANNELS

Réf. : CA18050

- Écran tactile LCD TFT 8.4", couleurs
  - Clavier alphanumérique, imprimante thermique réglable 216/210 mm
  - Diagnostique à l'écran avec aperçu d'interprétation, vectocardiogramme (VCG), enregistrement de 10 000 ECG numériques, rapport analyses éditable
  - Système d'impression avec calibrage.
  - Ports de communication : câble ECG - PC - US B2 - US B - Porte IN /OUT pour dispositif externe - NET
- 8.4 TFT LCD color display, touchscreen
  - Aphanumeric keypad, 216/210 mm adjustable thermalprinter, print preview
  - On-screen diagnostics with interpretation, vectocardiogram (VCG), 10 000 ECG digital recording, editable analytical report
  - Printing system with calibration
  - Communication ports: ECG cable, PC, USB 2, USB, IN / OUT port for external device, NET

**ECRAN  
TACTILE  
TOUCHSCREEN**



Référence	Longueur /Lengt	Largeur /Width	Haut. /Height
CA18050	410 mm	316 mm	136 mm