

ÉCLAIRAGE MURAL POUR OPÉRATIONS MINEURES OBSTÉTRIQUE/URGENCES (280 LED)

WALL LIGHTING FOR MINOR
SURGERY/OBSTETRIS/EMERGENCY
(280 LED)

Réf. : GY18080

- Idéal pour urgences, obstétrique
- Couleur de température : 4800 ± 500k
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz
- Puissance de l'ampoule : 3.2V / 1WW
- Ampoule à LED
- Hauteur de montage la plus basse : 2300 mm
- Eclairage central maxi : 120 000 lux
- Durée de vie : 35 000 heures

- Ideal for emergencies, obstetrics
- Color temperature: 4800 ± 500k
- Power supply voltage: 220V/50Hz
- Rated power of bulb: 3.2V/1wW
- Bulb: LED bulb
- Lowest height of installation: 2300 mm
- Central Illumination Max: 120 000 Lux
- Life time: 35 000 hours



ÉCLAIRAGE PLAFONNIER POUR OPÉRATIONS MINEURES MOYENNES URGENCE (280 LED) CEILING LIGHT FOR MINOR SURGERY (280 LED)

Réf. : GY18090

- Couleur de température : 4800 ± 500k
- Tension d'alimentation : 220V / 50Hz
- Puissance de l'ampoule : 3.2V / 1WW
- Ampoules à LED
- Hauteur de montage la plus basse :
entre 2,3 et 2,6 m
- Color temperature: 4800 ± 500k
- Power supply voltage: 220V/50Hz
- Rated power of bulb: 3.2V/1wW
- LED bulb
- Lowest height of installation: 2300-2600mm



ECLAIRAGE OPÉRATIONS	PLAFONNIER 280 LED - RÉF. : GY18090	MURAL 280 LED - RÉF. : GY18080
Illuminance/ Illuminance	≥50 000 LUX	≥50 000 LUX
Haut. mini. de la salle/ Mini. room height	2300-2600mm	2300 mm
Diamètre/ Diameter	280 LED	280 LED
Référence	GY18080	GY18090