

COMPACTOSCOPE MOBILE MOBILE COMPACTOSCOPE

Réf. : GY18060

Colonne d'endoscopie de cabinet, cette colonne se compose :
d'une caméra, source de lumière et écran plat forme un
ensemble unique, design et peu encombrant

- Écran 15"
- Tête de caméra : processeur CCD 1/3"
- Résolution maximale : jusqu'à 600 lignes
- Sortie (Output) : Videox2
- Format d'image : BMP
- SNR : 60dB
- Stockage USB : stockage d'image et de vidéo par USB
- Formats vidéo : H.264 / MPEG 4 (1080 PAL)
- AC 1 10v-220V 50 / 60Hz 50w

*Doctor's office small endoscopy stock system, camera,
light source and flat screen, design and space-saving set*

- 15" Screen
- Camera head: 1/3" CCD processor
- Max resolution: up to 600 lines
- Output: videox2
- Image Formats: BMP
- SNR: 60dB
- USB storage: Storing image and video by USB
- Video Formats: H.264/MPEG4(1080 PAL)
- AC 1 10v-220V 50/60Hz 50w



KIT D'HYSTÉROSCOPIE AVEC CABLE DE LUMIÈRE HYSTEROSCOPY KIT WITH LIGHT CABLE

Réf. : GY18070

Kit d'hystérocopie composé de :

- Un optique 2.7 mm, 30°
- 2 robinets d'irrigation aspiration
- Chemise intérieure : 3.2 mm avec canal pour instruments 5 CH

Hysteroscopy kit consisting of:

- Optics 2.7 mm, 30°
- 2 inspiration irrigation suction
- Inside sleeve: 3.2 mm with instrument channel 5 CH