

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE GYNAECOLOGICAL EXAMINATION COUCH

Réf. : GY18010



- Construction en tube carré d'acier chromé. Relève-buste et jambière réglables. Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable. Livré avec 1 cuvette en acier inox ø32 cm. Structure démontable.

- *Manufactured in chrome-plated rectangular steel tube. Adjustable back-rest and leg sections. Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardent. Complete with S.S. steel bowl ø32 cm. Knock down construction.*

Réf.	Long./Length	Larg./Width	Haut./Heigh	Capacité/ Capacity
GY18010	180 cm	60 cm	80 cm	150kg

DIVAN ÉLECTRIQUE "LEMI GYNO" ELECTRIC EXAMINATION CHAIR "LEMI GYNO"

Réf. : GY18020



- "Lemi Gyno" est un fauteuil multifonction, utilisé en particulier pour visites gynécologiques, urologiques, échographiques, examens de coloscopie et petites interventions en cabinet. Il est doté d'une structure en acier zingué entièrement couverte par un carter en ABS qui confère élégance et sécurité. Le réglage de hauteur, dossier et trendelenburg est totalement électrique, contrôlé par une pédale.

- *Lemi Gyno is a multifunctional couch-bed which has been specifically designed for gynecological and urological examinations, ultrasounds, colposcopic examinations and minor clinical surgery. The unit is built upon a galvanized steel structure, which is entirely enclosed in an elegant abs casing for maximum safety. The electrical ad justment of the height, backrest and trendelenburg position can be commanded by means of a convenient pedal control.*

EN OPTION

OPTIONAL

Pédale
Pedal

Réf. : GY18021



	Longueur/Length	Largeur/Width	Hauteur/Heigh
GY18020	170 cm	91 cm	129 cm

COULEURS STRUCTURES COLORS STRUCTURES

COULEURS REVÊTEMENTS COLORS COATINGS



Noir




Gris




Blanc



6



1155



1182



1957

Lemi