


LAMPE À FENTE NUMÉRIQUE DIGITAL SLIT LAMP

Réf. : OP18030

• La lampe à fente haut de gamme pour des examens complets de toutes les structures de l'oeil. Le système de numérisation intégré offre un enregistrement numérique haute définition en photo ou vidéo dans votre dossier médical pour un meilleur suivi de vos patients. Livré avec Caméra reflex 18 .0M pixels, logiciel de capture images/vidéo et traitement de données patients pour Ordinateur. Moniteur en option.

• *Digital Slit lamp, top of the range for complete examinations of all the structures of the eye. The integrated system of digitalization offers a high-definition digital recording in pictures/video for your medical records and files for a better follow-up of your patients. Delivered with reflex Camera 18 .0M pixels, and software for pictures/video save and storage with patients data processing for your Computer. Optional monitor.*



LAMPE À FENTE SLIT LAMP

Réf. : OP18040

Le grossissement standard est de 10 fois. • Support vidéo intégré avec monture optique C • Longueur de fente de 14 mm • Filtre jaune • Idéal pour le montage de lentilles de contact • La lampe à fente satisfait et dépasse les exigences des normes régissant les appareils médicaux actuels.

The slit lamp is optimized for the optician, optometrist, contact lens practitioners and ophthalmologists specializing in the anterior segment. It is also ideal for non-ophthalmologists in emergency rooms. A video camera can be mounted with built-in video support. The standard magnification is 10 times. • Integrated video support with optical mount C • Slot length of 14 mm • Yellow filter • Ideal for mounting contact lenses • The slit lamp meets and exceeds the requirements for current medical devices.

La lampe à fente est conçue pour opticien, optométriste, les praticiens de lentilles de contact et les ophtalmologistes spécialisés dans le segment antérieur. Elle est également idéale pour les non-ophtalmologistes dans les salles d'urgences. Une **caméra vidéo** peut être montée en option.

PROJECTEUR DE TEST TEST PROJECTOR

Réf. : OP18050



- Télécommande
- Filtre : rouge / vert
- Distance du projecteur : 2,2 m - 6,5 m
- Angle de basculement : 360°
- Lampe halogène : 6V 20W
- Batterie : 1.5V
- Source d'alimentation : AC88V- AC265V 50/60 Hz
- Fonction Arrêt automatique : 6/12/18/24 mn.

- *Filter function: Filter function can be realized red / green display.*
- *Filter: red/green*
- *Distance of Projector: 2.2m, 6.5m*
- *Tilting Angle: 360°*
- *Halogen Lamp: 6V 20W*
- *Battery: 1.5V*
- *Power Source: AC88V - AC265V 50/60 Hz*
- *Auto Shut off Function: 6/12/18/24 minutes*

Référence	Longueur/Lengt	Largeur/Width	Hauteur/Height	Poid/Weight
OP18050	21 cm	34.5 cm	19.5 cm	6.6 kg