

AVEC PROJECTEUR
VISUEL CCD

LAMPE FRONTALE AVEC PROJECTEUR VISUEL CCD À HAUTE LUMINOSITÉ HIGH BRIGHTNESS CCD VISUAL HEADLIGHT

Réf. : OR18060

CCD VISUAL
HEADLIGHT



Lampe frontale avec projecteur visuel à haute luminosité

- Appareil de haute qualité pour un excellent effet d'éclairage.
- Boucle tour de tête réglable.
- Température de couleur de 6 000 Kelvin.
- La durée de travail de la batterie est de 3 heures, le temps de charge est de 5 heures

High brightness visual headlight

- High quality headlight achieves an excellent illumination effect.
- The head loop is adjustable.
- Color temperature is 6,000K.
- Battery working hour is: 3 hours, charge time is 5 hours.

EN OPTION

LOUPE BINOCULAIRE

OPTIONAL

Grossissement : 2.5/3.5 X
Distance de travail : 330/420/550 mm
Vue du champ : 120/150 mm
Profondeur de champ : 90/70/60 mm

MEDICAL BINOCULAR LOUPES

Magnification: 2.5/3.5 X
Working Distance: 330/420/550 mm
View of Field: 120/150 mm
Depth of Field: 90/70/60 mm

Réf.: OR18 041

Réf.	Tension Voltage	Puissance de la lampe Lamp power	Signal câblé Wired signal	Signal sans fil Wireless signal	Indice de réduction Reduction index	Poids Weight	Résolution Resolution
OR18060	90V>240V	5 W	AV	2.4 G	95 %	5.05 kg	700 LTV



LAMPE FRONTALE HEADLIGHT

Réf. : OR18070

- Appareil de haute qualité pour un excellent effet d'éclairage.
- Boucle tour de tête réglable.
- Température de couleur de 6 000 Kelvin.
- La durée de travail de la batterie est de 3 heures, le temps de charge est de 5 heures

- High quality headlight achieves an excellent illumination effect.
- The head loop is adjustable.
- Color temperature is 6,000K.
- Battery working hour is: 3 hours, charge time is 5 hours.

Réf.	Tension Voltage	Puissance de la lampe Lamp power	Intensité Intensity
OR18070	90V>240V	5 W	50 000 Lx

RAPPEL REMINDER
PAGE 120

OTOSCOPE SMARTLIGHT

Réf. : DA18080



Spengler
DEPUIS 1907